

alluce  
**Valgo**<sup>®</sup>  
solution



# Un calzino per **Amico**

by Paolo Scettri

Autorizzazione Ministeriale n. 0002190-P-22/01/2011



**IN SANITARIA • ORTOPEDIA • FARMACIA**

E' un dispositivo medico CE

Brevetto IT 1378837

Patent Pending EP 08720252, US 12/526546



I.S.P.E. snc - Via G. Galilei, 22  
35030 Sarmeola di Rubano (PD) - Italy  
Uff. comm.: Tel./Fax +39 049 8075271  
Amm.ne: Tel. +39 049 8976776



prodotto 100% italiano

**[www.ispesolution.com](http://www.ispesolution.com)**



## Alluce Valgo Solution®

è un calzino tecnologicamente innovativo, ideato per avvolgere il piede ed assisterlo nelle sue funzioni fisiologiche.

- **Utile a chi soffre di Alluce Valgo o abbia tendenza a svilupparlo:** le sue linee di forza contrastano la deviazione anomala dell'alluce verso le altre dita.
- **Favorisce** una migliore indossabilità delle calzature dovuta alla diminuzione dello sfregamento della Borsite (cipolla) con la scarpa.
- **Agisce attivamente:** il diverso intreccio delle fibre nelle sue varie fasce, si muove in sintonia con il piede massaggiandolo, favorendo il ritorno linfatico e rassodando la muscolatura.
- **Aiuta** il piede a mantenere la sua forma corretta sia a riposo che durante il passo. Utile a chi sta molto in piedi, ama correre o camminare. Libera ed assiste il piede, consente una buona traspirazione e grazie al trattamento **antibatterico Sanitized®**, contrasta la formazione di batteri causa di cattivi odori.

*Un calzino per amico*

by Paolo Scettri

E' un dispositivo medico CE  
Brevetto IT 1378837  
Patent Pending EP 08720252, US 12/526546





## Alluce Valgo Solution®


La sua ideazione deriva da anni di esperienza nei bendaggi funzionali.

Nasce così il calzino **Alluce Valgo Solution®** studiato ed elaborato tecnologicamente intrecciando e mischiando filati di Cotone-Lycra-Nylon elasticizzato, rispettando così le linee di forza corrette della muscolatura e delle giunture del piede.



L'angolo di separazione dell'alluce è ampio in modo da favorire una maggiore libertà dello stesso.

Le ossa della raggiera metatarsale sono fasciate, creando un alloggio confortevole all'articolazione dell'alluce, sede di frequenti borsiti (cipolla).



### Per le tue esigenze d'uso

Modelli unisex:

Modello Minimax:  
disponibile nei colori  
bianco ottico e nero  
nelle taglie: S-M-L



Corto-Medio-Lungo:  
disponibile nei colori  
bianco ottico e nero  
nelle taglie: 34/36 -  
37/39 - 40/42 -  
43/45



**Fascia ①: Cotone + Lycra** ad alta densità di resistenza elastomerica, con diverse caratteristiche di lavorazione, rispetta le linee di forza della muscolatura e delle giunture del piede, ostacola la deviazione dell'alluce verso le altre dita.

**Le Linee di lavorazione ②:** avvolgono la raggiera metatarsale ed interagiscono con la fascia ① amplificandone gli effetti sull'alluce e sulla muscolatura del piede.

**Fascia ③: Cotone + Nylon elasticizzato** morbido con linee di lavorazione più o meno dense studiate per una corretta fasciatura che favorisca il ritorno linfatico.

**Fascia ④: 100% cotone**, lavorazione classica, morbida.

### Avvertenze e istruzioni per l'uso:

Nei primi tempi se ne consiglia un utilizzo graduale a partire da 2/3 ore circa fino ad indossarlo tutto il giorno. Non vi sono controindicazioni, tuttavia è possibile che inizialmente si manifesti una dolenzia della muscolatura del piede o del polpaccio. Ottiene un effetto di massaggio linfodrenante anche nel piede normale. In caso di arrossamenti o dolori persistenti consultare il medico.

### Composizione:

60% Cotone  
33% Polyamide  
7% Lycra



prodotto 100% italiano